


Kapselspannring Zur Stabilisierung und zirkulären Ausdehnung des Kapselsacks in verschiedenen Ausführungen



	LR-1300	LR-1400
Durchmesser (offen)	12.3 mm	14.3 mm
Durchmesser (geschlossen)	10.0 mm	12.0 mm*
Material	PMMA	PMMA



	LR-1300 B	LR-1400 B
Durchmesser (offen)	12.3 mm	14.3 mm
Durchmesser (geschlossen)	10.0 mm	12.0 mm*
Material	PMMA (blau)	PMMA (blau)

Zur Stabilisierung der Kapsel bei:
Defekter und/oder fehlender Zonula
Luxation der IOL
Implantation einer faltbaren Linse
Hoher Myopie

* für myope Augen AL > 28mm



Qualitätsprodukte von: